

# BiPAP A-Silver-Serie



## Beatmungsgerät

- Intermittierende Leckagebeatmung
- Mit AVAPS-AE Beatmungsmodus
- Sensitiver Trigger durch Auto-Trak-Funktion
- Anklickbarer Befeuchter
- Beheizbarer Schlauch optional erhältlich
- SpO<sub>2</sub>- Überwachung optional möglich
- Datenmanagement
- Fernalarm
- Netzunabhängiger Betrieb mit ansteckbarem Akku optional möglich (nur bei BiPAP A40)

# Technische Daten

## Beatmungsgerät

	BiPAP A30-S	BiPAP A30	BiPAP A40
Einsatz	intermittierende Beatmung von Erwachsenen und Kindern ab 10 kg		
Anwendung	bei obstruktiver Schlafapnoe (OSA), Ateminsuffizienz		bei obstruktiver Schlafapnoe (OSA), Ateminsuffizienz, Atemversagen
	nicht beatmungsabhängige Patienten		
Schlauchsystem	Leckageschlauchsystem		

### Einstellbare Parameter

Beatmungstyp	nicht-invasiv		invasiv und nicht-invasiv
Beatmungsmodi	CPAP, Bi-Level S, Bi-Level S/T	CPAP, Bi-Level S, Bi-Level S/T, Bi-Level T, PC, AVAPS	CPAP, Bi-Level S, Bi-Level S/T, Bi-Level T, PC, AVAPS, AVAPS-AE

### Beatmungsparameter

Inspirationsdruck (cmH <sub>2</sub> O)	4–30		4–40
EPAP (cmH <sub>2</sub> O)	4–25		
Atemfrequenz (Az/min)	0–40	0–40 (S/T- und PC-Modus), 4–40 (T-Modus)	0–40 (S/T- und PC-Modus), 4–40 (T-Modus), „Auto“ oder 0–40 (AVAPS-AE-Modus)
Inspirationszeit (s)	0,5–3		
Atemzugvolumen mit AVAPS (ml)	X	200–1.500	
Anstieg	1 (100 ms) bis 6 (600 ms)		
AVAPS-Frequenz (cmH <sub>2</sub> O/min)	X	0,5–5	
Rampe (min)	5–45		
Druckentlastung Bi-Flex	Aus; 3 Stufen einstellbar		

### Stromversorgung

Netzspannung	100–240 V AC, 50/60 Hz, 1,2 A
Externe Spannung	12 V

### Akku

Externe Batterie	Bleibatterie (12 V DC Deep-Cycle Marinebatterie)	Bleibatterie (12 V DC Deep-Cycle Marinebatterie), optional Li-Ion, bis zu 5h Autonomie
------------------	--	--

### Maße ohne Befeuchter

Breite x Höhe x Tiefe (mm)	216 x 115 x 190
Gewicht (g)	1.900 (inkl. Netzteil)

### Maße mit Befeuchter

Breite x Höhe x Tiefe (mm)	356 x 115 x 190
Gewicht (g)	2.790 (inkl. Netzteil)



VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11\* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02\* · [www.vitalaire.de](http://www.vitalaire.de) · [info@vitalaire.de](mailto:info@vitalaire.de)

\*gebührenfrei