

Vivo 30/40



Beatmungsgerät

- Unterstützt alle druckgesteuerten Beatmungsmodi
- Synchrone Atemzugtriggerung mit eSync
- Zielvolumen einstellbar (Vivo 40)
- Integrierter Akku (Vivo 40)
- Befeuchter ansteckbar
- Geringer Platzbedarf durch kleine Stellfläche
- Leichte Bedienbarkeit durch das große Display und robuste Bedienungstasten
- Alarmmanagement
- Datenmanagement

Technische Daten

Beatmungsgerät

	Vivo 30	Vivo 40
Einsatz	intermittierende Beatmung von Erwachsenen	intermittierende Beatmung von Erwachsenen und Kindern ab 10kg
Anwendung	ventilatorische Insuffizienz bei restriktiven oder obstruktiven Erkrankungen	
Schlauchsystem	Leckageschlauchsystem	

Einstellbare Parameter

Beatmungstyp	nicht-invasiv	invasiv und nicht-invasiv
Beatmungsmodi	PCV, PSV, CPAP	PCV, PSV, PSV, Bi-Level S, Bi-Level ST, CPAP

Beatmungsparameter

Inspirationsdruck (hPa)	4–30	4–40 (Erwachsene) / 4–25 (Kinder)
EPAP (hPa)	2–20	
Atemfrequenz (Az/min)	4–40	
Inspirationszeit (s)	0,3–5	0,3–5 (Erwachsene) / 0,3–2,5 (Kinder)
I:E	1:10–10:1	
Max. Inspirationszeit (s)	0,3–3	0,3–3 (Erwachsene) / 0,3–2 (Kinder)
Zielvolumen (ml)	X	200–1.500
Inspirationstrigger	1–9, Aus	
Expirationstrigger	1–9	
Anstieg	1–9	
Rampe	Ein, Aus, Inaktiv	

Stromversorgung

Netzspannung	100–240 V, 50–60 Hz
Externe Spannung	12/24 V DC

Akku

Interne Batterie	X	NiMH, bis zu 3 h Autonomie
Externe Batterie	Breas EB 2 Batteriepaket: bis zu 6 h Autonomie	

Maße ohne Befeuchter

Breite x Höhe x Tiefe (mm)	190 x 240 x 235	
Gewicht (g)	3.100	4.000

Maße mit Befeuchter

Breite x Höhe x Tiefe (mm)	190 x 240 x 250	
Gewicht (g)	3.540	4.440



VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02* · www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei