

Sauerstoffkonzentrotor

- 5-Liter Sauerstoffkonzentrotor mit integriertem Sauerstoffsensor
- Geringe Lautstärke und geringer Energieverbrauch
- Schlankes ergonomisches Design mit integriertem Transportgriff und 4 Transportrollen
- einfache Bedienung
- Verschleißfreie Sauerstoffmessung
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall oder Gerätestörung
- Sauerstoffauslass in Metallausführung



Technische Daten

Sauerstoffkonzentrator

	EVERFLO
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz
Flowraten (l/min)	0,5 bis 5 stufenlos einstellbar
Elektrische Schutzklasse	II Typ BF, Anwendungsteil vom Typ BF
Energieverbrauch (Watt)	< 300
Gewicht (kg)	15
Breite (cm)	38
Tiefe (cm)	24
Höhe (cm)	58
Hilfsmittelverzeichnisnummer	14.24.04.0056
Hersteller	Respironics
Herstellerland	USA