

Flüssigsauerstoff-Mobileinheit mit Sauerstoffsparsystem

- Tragbares Sauerstoffversorgungssystem mit integriertem elektronischen Sauerstoff-Sparsystem
- Abgabe eines festen Sauerstoffbolus bei jedem Atemzug
- Erlaubt mit geringer Vorratsmenge eine mobile Therapie über lange Laufzeiten
- Triggerschwelle 0,10cm H₂O
- Kontinuierlicher Flow von 2l/min als Sicherheitsversorgung wählbar
- Einfach zu bedienende Einstellregler und weiche Schutzhülle gestalten die Anwendung des Spirit sehr angenehm



Technische Daten

Flüssigsauerstoff-Mobileinheit

	SPIRIT 300	SPIRIT 600	SPIRIT 1200
Kapazität (l) (flüssig)	0,33	0,66	1,25
Kapazität (l) (gasförmig)	275	516	1.026
Floweinstellung (l/min)	1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 5 / Konstantflow (2l)		
Bolusmenge pro Atemzug	15ml x Einstellung in l/min		
Füllzeit kalt (min)	0:75	1:00	1:50
Betriebsdruck (bar)	1,4		
Gewicht (kg) leer	1,6	1,86	2,27
Gewicht (kg) voll	1,95	2,54	3,68
Höhe (cm)	22,3	29,2	35,5
Breite (cm)	15,2	15,2	15,2
Tiefe (cm)	11,4	11,4	11,4
Batterielebensdauer	ca. 500h		
Füllanschluss	Top Fill		
Durchmesser (cm)			
Füllanschluss	Top Fill		

Nutzungszeit h:min bei Floweinstellung (l/min)*

	SPIRIT 300	SPIRIT 600	SPIRIT 1200
1.0	14:30	29:00	58:00
1.5	10:00	20:00	40:00
2.0	07:00	14:00	28:00
3.0	04:40	09:25	18:50
4.0	03:30	07:00	14:00
5.0	03:00	06:00	12:00
CF	02:00	04:00	08:00