

iGO

Transportabler Sauerstoffkonzentrator



Sauerstoffkonzentrator mit integriertem Sauerstoffsensor

- Kontinuierlicher Flow bis 3l/min
- PulseDose-Flow bis 6l/min
- Intuitives Bedienfeld
- Optischer und akustischer Alarm bei zu geringer Sauerstoffkonzentration, Stromausfall, Gerätestörung
- Lieferung als Trolleyversion
- Automatische Umschaltung von Demand- auf Dauerflow bei flacher Atmung oder Mundatmung

Technische Daten

Transportabler Sauerstoffkonzentrator

	iGO
Sauerstoffkonzentration	91 % (+/- 3 %)
Flowraten bei kontinuierlichem Flow (CF)	3 l/min maximal
Flowraten bei PulseDose-Modus (PD)	6 l/min (PD mit entsprechender Bolusmenge)
Bolusmenge pro 1 l/min	14 ccm
Gewicht (kg) mit Batterie	8,6
Gewicht (kg) ohne Batterie	7,0
Höhe (cm)	38,1
Breite (cm)	27,9
Tiefe (cm)	20,3
Betriebsspannung	230V AC, 50Hz oder 12V DC
Alarme	niedriger Sauerstoff, kein Flow, keine Atmung, niedrige Batterie, kein Strom, Gerätefehler, Überhitzung

Durchschnittliche Batterielaufzeiten

Einstellung	kontinuierlicher Flow (CF)	PulseDose bei 20 Atemzügen pro Minute
1	4,0 Stunden	5,4 Stunden
2	2,4 Stunden	4,7 Stunden
3	1,6 Stunden	4,0 Stunden
4	entfällt	3,5 Stunden
5	entfällt	3,2 Stunden
6	entfällt	3,0 Stunden



VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02* · www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei

