

Dorma 400/500



CPAP-Therapie

- Einfache Bedienung
- Leiser Betrieb
- Flex-Komfort
- Befeuchter zum Ergänzen
- Encore kompatibel

Technische Daten

Therapiegeräte zur Behandlung nächtlicher Schlafapnoe mit positivem Atemwegsdruck

Dorma-Serie	CPAP Dorma 400	auto-CPAP Dorma 500
-------------	----------------	---------------------

Einstellbare Parameter

Betriebsarten	CPAP	CPAP / Auto-CPAP
Druckbereich	4 bis 20 hPa	4 bis 20 hPa
Flex-Einstellung möglich	✓	✓
Rampe (Einstellung 0 bis 45 Minuten)	✓	✓
Rampen-Startdruck:	Vom Patienten anpassbar	Vom Patienten anpassbar

Datenmanagement/Datenspeicherkapazität

	Integriert: > 1 Jahr / SD-Karte (optional)
--	--

Abmessungen und Gewicht

Gerät (Höhe x Breite x Tiefe)	180 x 140 x 100 mm
Gewicht (Gerät ohne Befeuchter)	1.530 g

Luftfilter

Filter	✓	✓
Ultrafein	✓	✓

Stromversorgung

Betriebsspannung	100–240 VAC, 50/60 Hz, 2,1 A
------------------	------------------------------

Schalldruckpegel

Messung gemäß ISO 17510-1:2007	27 dB (A)
--------------------------------	-----------

Optional erhältliches Zubehör

anklickbarer Befeuchter	✓	✓
beheiztes Schlauchsystem	✓	✓



VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02* · www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei

