

SleepCube Serie



CPAP-Therapie

- sehr kompaktes und kleines Gerät
- SmartFlex-Funktion für verbesserte Compliance
- ergänzende Compliance-Kontrolle durch SmartCode möglich
- detaillierte Datenerfassung von Anwendungsnächten durch Datenmodul SmartLink und Datenanalyse mit Auswertesoftware
- Befeuchter zum Ergänzen, ohne die Stellfläche zu vergrößern



VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02* · www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei



Technische Daten

Therapiegeräte zur Behandlung nächtlicher Schlafapnoe mit positivem Atemwegsdruck

SleepCube Serie	CPAP SleepCube Plus	auto-CPAP SleepCube Plus
-----------------	---------------------	--------------------------

Einstellbare Parameter

Betriebsmodus	CPAP	CPAP / AutoAdjust
Druckbereich (cm H ₂ O)	3–20 hPa	3–20 hPa

Zusatzfunktionen

Rampe (Einstellung 0 bis 45 Minuten)	✓	✓
Auto AN/AUS	✓	✓
SmartFlex Funktion	✓	✓
Schnellansicht	✓	✓

Datenmanagement

	SmartCode
	Datenmodul SmartLink

Abmessungen und Gewicht

Gerät (Höhe x Breite x Tiefe)	107 x 165 x 175 mm
Gewicht (Gerät ohne Befeuchter)	1.200 g

Luftfilter

Standardfilter > 3,0 µm	✓	✓
Feinfilter < 0,3 µm	✓	✓

Elektrische Daten

Netzeingangsbereich	100–240 VAC, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme ohne Befeuchter	maximal 65 Watt aus Wechselstromquelle	
maximale Leistungsaufnahme	110 W (120 VA)	110 W (120 VA)

Schalldruckpegel

Messung gemäß ISO 17510-1:2007	26 dB (A)
--------------------------------	-----------

Optional erhältliches Zubehör

anklickbarer Befeuchter	✓	✓
-------------------------	---	---

Technische Daten

Therapiegeräte zur Behandlung nächtlicher Schlafapnoe mit positivem Atemwegsdruck

SleepCube Serie	BiLevel SleepCube S	BiLevel SleepCube ST
-----------------	---------------------	----------------------

Einstellbare Parameter

Betriebsmodus	CPAP / S	CPAP / S / ST / T
Druckbereich (cm H ₂ O)	3–25 hPa (BiLevel)	3–25 hPa (BiLevel)

Zusatzfunktionen

Rampe (Einstellung 0 bis 45 Minuten)	✓	✓
Auto AN/AUS	✓	✓
SmartFlex Funktion	✗	✗
Schnellansicht	✗	✗

Datenmanagement

	SmartCode
	Datenmodul SmartLink

Abmessungen und Gewicht

Gerät (Höhe x Breite x Tiefe)	107 x 165 x 175 mm
Gewicht (Gerät ohne Befeuchter)	1.200 g

Luftfilter

Standardfilter > 3,0 µm	✓	✓
Feinfilter < 0,3 µm	✓	✓

Elektrische Daten

Netzeingangsbereich	100–240 VAC, 50/60 Hz	
Leistungsaufnahme ohne Befeuchter	maximal 65 Watt aus Wechselstromquelle	
maximale Leistungsaufnahme	110 W (120 VA)	110 W (120 VA)

Schalldruckpegel

Messung gemäß ISO 17510-1:2007	26 dB (A)
--------------------------------	-----------

Optional erhältliches Zubehör

anklickbarer Befeuchter	✓	✓
-------------------------	---	---