

SOMNO-Serie



CPAP-Therapie

- OPP-Technologie (Obstructive Pressure Peak) bei SOMNOsoft 2/SOMNObalance
- Bedienerfreundliche Menüführung
- Speicherung der respiratorischen Ereignisse auf SD-Karte (SOMNOsoft 2/SOMNObalance)
- Auto TriLevel-Prinzip bei SOMNOvent auto S/ST und SOMNOvent CR
- Ausatem erleichterung softPAP einstellbar bei SOMNOsoft 2/SOMNObalance
- Befeuchter zum Ergänzen



VitalAire GmbH

Servicetel. 0800 / 2 51 11 11* · Servicefax 0800 / 2 02 02 02* · www.vitalaire.de · info@vitalaire.de

*gebührenfrei



Technische Daten

Therapiegeräte zur Behandlung nächtlicher Schlafapnoe mit positivem Atemwegsdruck

SOMNO-Serie	CPAP SOMNOsoft 2	auto-CPAP SOMNObalance
-------------	------------------	------------------------

Einstellbare Parameter

Betriebsarten	CPAP	CPAP / Auto-CPAP
Druckbereich	4 bis 18 hPa	4 bis 18 hPa
Softstart einstellbar	✓	✓
Ausatemerleichterung softPAP	✓	✓
Ein-/Ausschaltautomatik	✓	✓
Anstiegszeit einstellbar	✗	✗
Trigger einstellbar	✗	✗

Datenmanagement

	SD-Karte
--	----------

Abmessungen und Gewicht

Gerät (Höhe x Breite x Tiefe)	210 x 90 x 270 mm
Gewicht (Gerät ohne Befeuchter)	ca. 1.700 g

Luftfilter

Feinfilter	✓	✓
Grobfilter	✓	✓

Elektrische Daten

Netzeingangsbereich	115–230V, 50–60 Hz
---------------------	--------------------

Schalldruckpegel

Messung gemäß ISO 17510-1:2009	25,8 dB (A)
--------------------------------	-------------

Optional erhältliches Zubehör

integrierbarer/anklickbarer Befeuchter	✓	✓
O ₂ -Zuschaltventil	✓	✓

Technische Daten

Therapiegeräte zur Behandlung nächtlicher Schlafapnoe mit positivem Atemwegsdruck

SOMNO-Serie	auto-BiLevel SOMNOvent auto S	auto-BiLevel SOMNOvent auto ST	BiLevel CS SOMNOvent CR
-------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------

Einstellbare Parameter

Betriebsarten	CPAP / Auto-CPAP / S / TriLevel / Auto-TriLevel	CPAP / Auto-CPAP / S / ST / TriLevel / Auto-TriLevel	ASV / Auto-TriLevel
Druckbereich	4 bis 20 hPa	4 bis 20 hPa	4 bis 20 hPa
Softstart einstellbar	✓	✓	✓
Ausatemerleichterung softPAP	✓	✓	✓
Ein-/Ausschaltautomatik	✓	✓	✓
Anstiegszeit einstellbar	✓	✓	✗
Trigger einstellbar	✓	✓	✗

Datenmanagement

	✗
--	---

Abmessungen und Gewicht

Gerät (Höhe x Breite x Tiefe)	180 x 90 x 320 mm
Gewicht (Gerät ohne Befeuchter)	3.400 g

Luftfilter

Feinfilter	✓	✓	✓
Grobfilter	✓	✓	✓

Elektrische Daten

Netzeingangsbereich	115–230V, 50–60 Hz
---------------------	--------------------

Schalldruckpegel

Messung gemäß ISO 17510-1:2007	ca. 28,5 dB (A)	ca. 28,5 dB (A)	ca. 29 dB (A)
--------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Optional erhältliches Zubehör

integrierbarer/anklickbarer Befeuchter	✓	✓	✓
O ₂ -Zuschaltventil	✓	✓	✓