

AirSense 11 AutoSet

Schlaftherapiegerät

Service nummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

- Integrierte Mobilfunkkommunikation
- Benutzerfreundlicher Touchscreen
- Care Check-In Patientenbindung ab dem ersten Moment
- Zentrale Start/Stop-Taste

- Integrierte Gerätediagnostik
- Persönlicher Therapieassistent
- Integrierbarer, beheizbarer Atemluftbefeuchter



Das Schlaftherapiegerät **AirSense™ 11 AutoSet** dient der Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe mit automatischer Therapiedruckanpassung. Es verfügt über Konnektivitätsoptionen, eine bewährte Ereigniserkennung und Telemonitoring-Funktionen und einen bei Bedarf integrierbaren Atemluftbefeuchter.

- Sämtliche AutoSet-Therapiemodi inklusive Zentralapnoe- und RERA-Erkennung in nur einem Gerät.

- Beheizbarer Schlauch (optional)



TECHNISCHE DATEN

AirSense 11 AutoSet / 0502-0252 / [Schlaftherapiegerät](#)

STROMVERSORGUNG

Netzspannung	100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 2,0 A
Stromverbrauch	56,1 W (111,5 VA); Standby: 1,9 W (9,2 VA)

MASSE

Wassertankkapazität	380 ml
Abmessungen	L 94,5 mm x W 259,4 mm x H 138,5 mm
Gewicht	1130 g mit eingebautem Atemluftbefeuchter

BETRIEBSMODI

Betriebsdruckbereich	4 hPa bis 20 hPa in den Modi AutoSet, AutoSet for Her und CPAP
Standarddruck des Geräts	Min. Druck: 4 cm H ₂ O; Max. Druck: 20 cm H ₂ O

DATEN

Datenübertragung	Integriertes Mobilfunkmodul, SD-Speicherkarte
Datenspeicherung	Detaildaten und hochauflösende Flussdaten auf SD-Karte

HERSTELLER

Hersteller	ResMed Ltd. Pty.
Herstellerland	Australien
Hilfsmittel-Nummer	14.24.21.0060

Lieferumfang:

- Gerät
- Netzteil mit Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- seittl. Abdeckung
- 2 Filter
- 15 mm Schlauch
- SD-Karte

VitalAire[™]
Home Healthcare



Serviceummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de