

Soffio Cube

Kompressor-Vernebler

Service nummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

- Neues und kompaktes Design
- Einfach zu benutzen
- Ideal für die ganze Familie

Soffio Cube ist ein leichtes und kompaktes Kompressor-Gerät für die Aerosoltherapie für die unteren Atemwege.

Kit-Zubehör beinhaltet:

- Vernebler
- Nasenstück und Mundstück
- Maske für Erwachsene und Kinder
- Luftschlauch und Luftfilter
- Tragetasche
- Bedienungsanleitung



TECHNISCHE DATEN

Soffio Cube / 0602-0097 / Kompressor-Vernebler

VERNEBLER-SPEZIFIKATIONEN

Partikelgröße (MMAD)	2,94 µm (**)
Verneblerleistung	0,35 ml/min (***)

BETRIEBSMODI

Betriebsart	Dauerbetrieb
Maximaler Luftdruck	1,85 bar
Maximaler Luftstrom	10 l/min

MASSE

H x B x T	140 x 155 x 135 mm
Gewicht	1,1 kg
Geräuschpegel	58 dBA (bei 1 m Distanz)

HERSTELLER

Hersteller	Air Liquide Medical Systems S.r.l.
Herstellerland	Italien
Hilfsmittel-Nummer	14.24.01.0167

VitalAireTM
Home Healthcare



Servicenummern (gebührenfrei):
Tel. 0800 / 2 51 11 11
Fax 0800 / 2 02 02 02

www.vitalaire.de
info@vitalaire.de

